## Лабораторная работа 2.2.1

# Исследование взаимной диффузии газов

Татаурова Юлия Романовна

2 апреля 2024 г.

### Теоретические сведения

Диффузия в системе из двух компонентов а и в подчиняется закону Фика:

$$j_a = -D\frac{\partial n_a}{\partial x}; j_b = -D\frac{\partial n_b}{\partial x} \tag{1}$$

где *D* - коэффициент взаимной диффузии компонентовt.

В работе исследуется взаимная диффузия гелия и воздуха. Давление и температура предполагаются постоянными:

$$P = (n_{\rm He} + n_{\rm B})kT = const \Rightarrow \tag{2}$$

$$\Rightarrow \Delta n_{\rm B} = -\Delta n_{\rm He} \tag{3}$$

В работе концентрация гелия мала, к тому же атомы гелия легче молекул, составляющих воздух. Поэтому перемешивание газов в работе можно приближенно описывать как диффузию примеси легких частиц гелия на стационарном фоне воздуха. Тогда коэффициет диффузии равен:

$$D = \frac{1}{3}\lambda \overline{v} \tag{4}$$

где  $\overline{v}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$  - средняя тепловая скорость частиц примеси; $\lambda$  - длига свободного пробега

Таким образом, теория предполагает обратную пропорциональность коэффициента взаимной диффузии двух газов и давления.

### Экспериментальная установка

### Теоретические справки

Для исследования взаимной диффузии газов и измерения коэффициента взаимной диффузии D используется два сосуда объёмами  $V_1$  и  $V_2$  ( $V_1 \approx V_2$ ), соединенные трубкой длины L и сечения S.

В трубке установится стационарный поток частиц, одинаковый в каждом сечении трубки, иначе частицы бы накапливались там, и процесс не был бы стационарным. Исходя из этих соображений можно записать:

$$j = -D\frac{\partial n}{\partial x} = const \Rightarrow \tag{5}$$

$$\Rightarrow n(x) = \frac{\Delta n}{L}x\tag{6}$$

$$j = -D\frac{\Delta n}{L} \tag{7}$$

где  $\Delta n$  - разность концентраций гелия на концах трубки.

Также будем считать процесс квазистатическим, предполагая медленность его протекания. Т.е время процесса должно оказаться намного больше времени диффузии отдельной частицы вдоль трубки длиной L и сечением S.  $\tau_{\rm диф} \sim \frac{L^2}{2D} \ll \tau$ 

$$V_1$$
 $S$ 
 $V_2$ 
 $L$ 
 $V_2$ 

Рис. 1: Сосуд

$$\frac{dN_1}{dt} = jS \; ; \; \frac{dN_2}{dt} = -jS \Rightarrow \tag{8}$$

$$\Rightarrow \frac{d(\Delta n)}{dt} = -\frac{\Delta n}{\tau} \tag{9}$$

$$\tau = \frac{1}{D} \frac{VL}{2S} \tag{10}$$

Из уравнений выше получаем:

$$\Delta n = \Delta n_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{11}$$

а также условие квазистатичности:  $\tau_{\text{ди} \Phi} \ll \tau \Rightarrow SL \ll V$ 

#### Методика измерений




Рис. 2: Экспериментальная установка

Для измерения разности концентраций в установке применяются датчики теплопроводности. Теплопроводность смеси зависит от ее состава и при малой разность  $\Delta n$  можно ожидать, что разность теплопроводностей будет прямо пропорциональна  $\Delta n$ :  $\Delta k = k(n_2) - k(n_1) \approx const \cdot \Delta n$  Для измерения сопротивлений используется мостовая схема. Мост балансируется при заполнении сосудов одной и той же смесью. При заполнении сосудов смесями различного состава возникает «разбаланс» моста. При незначительном различии в составах смесей показания вольтметра будут изменяться по такому же закону, как и разность концентраций:  $U = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$  Сама экспериментальная установк показана слева.